



BS 琼脂平板使用说明书

【货号】 PB010A

【用途】 用于沙门氏菌选择性分离培养。(ISO、FDA BAM、GB、SN 标准)

【成分】(g/L)

蛋白胨	10.0
牛肉粉	5.0
葡萄糖	5.0
磷酸氢二钠	4.0
硫酸亚铁	0.3
亚硫酸钠	6.0
煌绿	0.025
柠檬酸铋铵	2.0
琼脂	18.0

【pH 值】 7.5 ± 0.2 (25°C)

【规格】 10 皿/包×2 包

【用法】

一无菌环境下打开培养基，按照标准进行接种培养。

一未使用完培养基密封后 2-8°C 保存。

注：培养基使用前保持平板干燥

【培养基质量控制】

质控菌株	接种量 (CFU)	参比或计数培养基	方法	培养条件	质控结果
伤寒沙门氏菌 CMCC(B) 50071	20-200	TSA	定量	36°C±1°C 40h-48h	$P_R \geq 0.5$ ，黑色菌落， 有金属光泽
鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028					$P_R \geq 0.5$ ，黑色或灰绿色菌 落，有金属光泽
大肠埃希氏菌 ATCC 25922	--		半定量		$G \leq 1$



粪肠球菌 ATCC 29212					G≤1
--------------------	--	--	--	--	-----

【保存条件】

— 2-8℃避光保存。

【保质期】

一个月